

Alexa Fluor® 647 anti-human CD193 (CCR3)

Mouse IgG2b, kappa
5E8

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B310710 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 310710

249,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 5E8

Format: A647

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD193 (CCR3)

Clone: 5E8

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: CC CKR3, MIP1-alpha receptor like-2, eotaxin receptor, CD193, CCR3

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A647

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4879>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>