

Brilliant Violet 570 anti-mouse CD11c

Armenian Hamster IgG
N418

BioLegend
From Revvity



125 µL

Artikel-Nr.: B117331 | **BioLegend** | Herstellernummer: 117331

164,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: N418

Format: BV570

Isotype: Armenian Hamster IgG

Species of Origin: Armenian Hamster

Verpackung: 125 µl

Brilliant Violet 570 anti-mouse CD11c

Clone: N418

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other_Names: alphaX integrin, integrin alphaX chain, CR4, p150, ITGAX

Size: 125 µL

Reactivity: Mouse

Format: BV570

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7396>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>