

Purified anti-mouse CD105

Rat IgG2a, kappa
MJ7/18

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B120401 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 120401

57,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, IP, WB

Clone: MJ7/18

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

Purified anti-mouse CD105

Clone: MJ7/18

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Endoglin

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F, WB, IP

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2965>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>