

PE anti-mouse LPAM-1 (Integrin alpha4beta7)

Rat IgG2a, kappa
DATK32

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B120605 | **BioLegend** | Herstellernummer: 120605

66,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: DATK32

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

PE anti-mouse LPAM-1 (Integrin alpha4beta7)

Clone: DATK32

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: alpha4beta7 Integrin, CD49d/beta7, LPAM-1, ITGA4, ITGB7

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2971>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>