

Purified anti-mouse CD229 (Ly-9)

Armenian Hamster IgG

Ly9ab3

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B122901 | **BioLegend** | Herstellernummer: 122901

42,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: Ly9ab3

Format: PURE

Isotype: Armenian Hamster IgG

Species of Origin: Armenian Hamster

Verpackung: 50 µg

Purified anti-mouse CD229 (Ly-9)

Clone: Ly9ab3

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other_Names: Ly9, SLAMF3

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3993>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>