

Purified anti-MMP3

Mouse IgG1, lambda
F36P1B4

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B634902 | **BioLegend** | Herstellernummer: 634902

138,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA, IHC-P, WB
Clone: F36P1B4
Format: PURE
Isotype: lambda, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-MMP3

Clone: F36P1B4
Isotype: Mouse IgG1, lambda
Other_Names: Progelatinase, STR1, Transin, Stromelysin I, MMP-3
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, IHC-P, ELISA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4437>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>