

Purified anti-p97/VCP

Mouse IgG1, kappa
4G9

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B636802 | BioLegend | Herstellernummer: 636802

184,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, IP, WB

Clone: 4G9

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-p97/VCP

Clone: 4G9

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Transitional endoplasmic reticulum ATPase, p97, TERA

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IP, ICC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4369>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>