

Purified anti-c-Fos

Rabbit Polyclonal IgG

Poly6414

BioLegend
From Revvity



25 µL

Artikel-Nr.: B641401 | **BioLegend** | Herstellernummer: 641401

67,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: Poly6414

Format: PURE

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Species of Origin: Rabbit

Verpackung: 25 µL

Purified anti-c-Fos

Clone: Poly6414

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Other_Names: Oncogene Fos, FBJ murine viral (v-fos) oncogene homolog

Size: 25 µL

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5443>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>