

Purified anti-beta-actin

Mouse IgG2b, kappa
2F1-1

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B643801 | **BioLegend** | Herstellernummer: 643801

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IHC-P, WB
Clone: 2F1-1
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2b
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-beta-actin

Clone: 2F1-1
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: Actin, cytoplasmic 1
Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5714>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>