

Pacific Blue anti-T-bet

Mouse IgG1, kappa
4B10

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B644807 | **BioLegend** | Herstellernummer: 644807

105,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: 4B10

Format: PB

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Pacific Blue anti-T-bet

Clone: 4B10

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: T-box expressed in T cells, T box 21, TBLYM

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PB

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5761>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>