

Purified anti-Ubiquitin

Mouse IgG1, kappa
P4D1

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B646301 | **BioLegend** | Herstellernummer: 646301

75,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IHC, IP, WB
Clone: P4D1
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-Ubiquitin

Clone: P4D1
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 25 µg

Reactivity: All Species
Format: PURE
App_Abbrev: WB, IP, IHC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6021>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>