

Pacific Blue anti-human CD235a (Glycophorin A)

Mouse IgG2a, kappa
HI264

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B349107 | **BioLegend** | Herstellernummer: 349107

88,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HI264

Format: PB

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Pacific Blue anti-human CD235a (Glycophorin A)

Clone: HI264

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: PAS-2, Sialoglycoprotein alpha, MN sialoglycoprotein, Glycophorin A, MNS blood group, GYPA

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PB

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7880>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>