

Purified anti-human CD81 (TAPA-1)

Mouse IgG1, kappa
5A6

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B349502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 349502

81,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, IP, WB
Clone: 5A6
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD81 (TAPA-1)

Clone: 5A6
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: S5.7, CVID6, TSPAN28
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, WB, IP
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6765>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>