

APC anti-human CD134 (OX40)

Mouse IgG1, kappa
Ber-ACT35 (ACT35)

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B350008 | **BioLegend** | Herstellernummer: 350008

163,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: Ber-ACT35 (ACT35)
Format: APC
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD134 (OX40)

Clone: Ber-ACT35 (ACT35)
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: ACT35 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 (TNFRSF4)
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7090>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>