

PE anti-human CD276 (B7-H3)

Mouse IgG1, kappa
MIH42

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B351003 | **BioLegend** | Herstellernummer: 351003

87,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: MIH42
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD276 (B7-H3)

Clone: MIH42
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: B7RP2
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7070>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>