

PE/Cyanine7 anti-human CD127 (IL-7Ralpha)

Mouse IgG1, kappa
A019D5

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B351320 | **BioLegend** | Herstellernummer: 351320

219,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: A019D5

Format: PE_CYANINE7

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE/Cyanine7 anti-human CD127 (IL-7Ralpha)

Clone: A019D5

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: IL-7 receptor alpha chain, IL-7Ralpha

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7216>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>