

Purified anti-human CD138 (Syndecan-1)

Mouse IgG1, kappa
DL-101

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B352302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 352302

78,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, IHC-P
Clone: DL-101
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD138 (Syndecan-1)

Clone: DL-101
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Syndecan-1, B-B4
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7312>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>