

PE anti-human CD138 (Syndecan-1)

Mouse IgG1, kappa
DL-101

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B352306 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 352306

210,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: DL-101

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD138 (Syndecan-1)

Clone: DL-101

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Syndecan-1, B-B4

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7314>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>