

PE anti-human CD156c (ADAM10)

Mouse IgG1, kappa
SHM14

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B352704 | **BioLegend** | Herstellernummer: 352704

216,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: SHM14

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD156c (ADAM10)

Clone: SHM14

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: MADM, KUZ, alpha-secretase

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7444>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>