

FailSafe PCR 2X PreMix D

Lucigen



2.5 ml

Artikel-Nr.: 103609 | **Lucigen** | Herstellernummer: FSP995D

80,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

High-Fidelity: nein
Hot-Start: nein
Master Mix / Enzym: Master Mix Puffer
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: PCR Optimierung
Verpackung: 2.5 ml