

Purified anti-human CD321 (F11R)

Mouse IgG1, kappa
OV-5B8

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B353502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 353502

75,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: OV-5B8

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD321 (F11R)

Clone: OV-5B8

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Junctional Adhesion Molecule A, JAM-A, JAM-1, JCAM, F11 R

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7532>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>