

Purified anti-human CD183 (CXCR3)

Mouse IgG1, kappa
G025H7

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B353702 | **BioLegend** | Herstellernummer: 353702

131,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: G025H7

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD183 (CXCR3)

Clone: G025H7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CXCR3, G protein-coupled receptor 9 (GPR9), CKR-L2

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7577>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>