

## PE anti-human CD303 (BDCA-2)

Mouse IgG2a, kappa  
201A

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B354204 | **BioLegend** | Herstellernummer: 354204

**288,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** 201A

**Format:** PE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD303 (BDCA-2)

Clone: 201A

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other\_Names: CLEC4C, CLECSF11, CLECSF7, DLEC, HECL

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7721>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>