

Purified anti-human CD107b (LAMP-2)

Mouse IgG1, kappa
H4B4

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B354302 | BioLegend | Herstellernummer: 354302

92,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, ICFC, IHC-P, WB

Clone: H4B4

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD107b (LAMP-2)

Clone: H4B4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: LAMPb, LGP110

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: ICFC, IHC-P, ICC, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7794>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>