

Purified anti-human CD301 (CLEC10A)

Mouse IgG2a, kappa
H037G3

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B354701 | **BioLegend** | Herstellernummer: 354701

54,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: H037G3

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD301 (CLEC10A)

Clone: H037G3

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Macrophage galactose/Nacetylglactosamine (GalNAc) specific lectin, MGL, DCASGPR, HML CLECSF13, CLECSF14, HML2

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7913>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>