

## PE anti-human CD301 (CLEC10A)

Mouse IgG2a, kappa  
H037G3

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B354704 | BioLegend | Herstellernummer: 354704

**288,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** H037G3  
**Format:** PE  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD301 (CLEC10A)

Clone: H037G3  
Isotype: Mouse IgG2a, kappa  
Other\_Names: Macrophage galactose/Nacetylglactosamine (GalNAc) specific lectin, MGL, DCASGPR, HML CLECSF13, CLECSF14, HML2  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7914>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>