

FailSafe PCR 2X PreMix L

Lucigen



2.5 ml

Artikel-Nr.: 103617 | [Lucigen](#) | Herstellernummer: FSP995L

80,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

High-Fidelity: nein

Hot-Start: nein

Master Mix / Enzym: Master Mix Puffer

Multiplex: nein

PCR / RTPCR: PCR

PCR-Optimierung: PCR Optimierung

Verpackung: 2.5 ml