

## Purified anti-mouse CD317 (BST2, PDCA-1)

Rat IgG2b, kappa  
927

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B127002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 127002

**88,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** Depletion, FA, FC, ICC

**Clone:** 927

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Rat IgG2b

**Species of Origin:** Rat

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-mouse CD317 (BST2, PDCA-1)

Clone: 927

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other\_Names: BST2, tetherin, HM1.2 antigen, bone marrow stromal antigen 2, PDCA-1

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App\_Abbrev: FC, ICC, FA, Depletion

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6229>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>