

## Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD47

Rat IgG2a, kappa  
miap301

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B127510 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 127510

**212,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, IHC-F

**Clone:** miap301

**Format:** A647

**Isotype:** kappa, Rat IgG2a

**Species of Origin:** Rat

**Verpackung:** 100 µg

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD47

Clone: miap301

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other\_Names: Integrin-associated protein, IAP, neurophilin, gp42, Rh-associated protein

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: A647

App\_Abbrev: FC, IHC-F

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4927>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>