

PE/Cyanine7 anti-mouse CD199 (CCR9)

Mouse IgG2a, kappa
CW-1.2

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B128711 | **BioLegend** | Herstellernummer: 128711

75,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: CW-1.2

Format: PE_CYANINE7

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

PE/Cyanine7 anti-mouse CD199 (CCR9)

Clone: CW-1.2

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: CCR9, GPR-9-6, GPR28, CDw199

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7419>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>