

Purified anti-mouse IL-21R

Rat IgG2a, kappa
4A9

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B131902 | **BioLegend** | Herstellernummer: 131902

211,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IP

Clone: 4A9

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 500 µg

Purified anti-mouse IL-21R

Clone: 4A9

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: IL-21 Receptor

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IP

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5517>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>