

## PE anti-mouse CD267 (TACI)

Rat IgG2a, kappa  
8F10

**BioLegend**  
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B133403 | BioLegend | Herstellernummer: 133403

**79,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** 8F10

**Format:** PE

**Isotype:** kappa, Rat IgG2a

**Species of Origin:** Rat

**Verpackung:** 50 µg

PE anti-mouse CD267 (TACI)

Clone: 8F10

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other\_Names: TACI

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5807>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>