

PerCP Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2a, kappa
MOPC-173

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B400250 | **BioLegend** | Herstellernummer: 400250

169,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: MOPC-173

Format: PERCP

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PerCP Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-173

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names:

Size: 100 tests

Reactivity:

Format: PERCP

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4206>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>