

Alexa Fluor® 488 anti-human IL-17F

Goat Polyclonal Ig
Poly5166

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B516604 | **BioLegend** | Herstellernummer: 516604

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: Poly5166

Format: A488

Isotype: Goat Polyclonal Ig

Species of Origin: Goat

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human IL-17F

Clone: Poly5166

Isotype: Goat Polyclonal Ig

Other_Names: Interleukin-17F, IL-17F

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A488

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7081>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>