

Purified anti-human C3a/C3a(desArg)/C3

Mouse IgG1, kappa
K13/16

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B518102 | **BioLegend** | Herstellernummer: 518102

194,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA Capture, IP, WB

Clone: K13/16

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µg

Purified anti-human C3a/C3a(desArg)/C3

Clone: K13/16

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: C3a, C3a desarg, C3

Size: 500 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: ELISA Capture, IP, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7177>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>