

PE anti-mouse/human CD351 (Fc alpha/ μ receptor)

Mouse IgG1, kappa
TX61

BioLegend
From Revvity



200 μ g

Artikel-Nr.: B137306 | **BioLegend** | Herstellernummer: 137306

237,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: TX61

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 200 μ g

PE anti-mouse/human CD351 (Fc alpha/ μ receptor)

Clone: TX61

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Fc alpha/ μ receptor, Fc alpha/ μ R

Size: 200 μ g

Reactivity: Mouse, Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6493>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>