

Purified anti-mouse CD144 (VE-cadherin)

Rat IgG1, kappa
BV13

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B138001 | **BioLegend** | Herstellernummer: 138001

54,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Block, FC, ICC, WB
Clone: BV13
Format: PURE
Isotype: kappa, Rat IgG1
Species of Origin: Rat
Verpackung: 50 µg

Purified anti-mouse CD144 (VE-cadherin)

Clone: BV13
Isotype: Rat IgG1, kappa
Other_Names: Vascular endothelial-cadherin
Size: 50 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: FC, WB, ICC, Block
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6567>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>