

Purified anti-mouse CD205 (DEC-205)

Rat IgG2a, kappa
NLDC-145

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B138201 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 138201

104,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, IP, WB

Clone: NLDC-145

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

Purified anti-mouse CD205 (DEC-205)

Clone: NLDC-145

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: DEC-205

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F, IP, WB

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6580>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>