


SealMat für 96 Well Platten, Rubber

nur für Anpressdruckdeckel
DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 710889 | Biozym

54,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: SealMat

Produktlinie: Classic Line

Verpackung: Packung à 5 Stück

Wieder verwendbare Soft-Noppen Dichtungsmatte (Rubber) für 96-Well MTPlatten.

Zuverlässiger Verschluss der Wells einer MT-Platte in Kombination mit einem andruckjustierbarem Heizdeckel. Durch den Deckelanpressdruck weiten sich die weichen Noppen auf der Unterseite der Matte und verschließen so perfekt jedes Well. Keine Zugabe von Mineralöl nötig. Nach Gebrauch wird die Matte autoklaviert oder mit Natriumhypochlorid oberflächensterilisiert. Bis zu 50 x wieder verwendbar.