


## SealMat für 96 Well Platten, Rubber

nur für Anpressdruckdeckel  
DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 710889 | Biozym

**55,90 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kategorie:** SealMat

**Produktlinie:** Classic Line

**Verpackung:** Packung à 5 Stück

Wieder verwendbare Soft-Noppen Dichtungsmatte (Rubber) für 96-Well MTPlatten.

Zuverlässiger Verschluss der Wells einer MT-Platte in Kombination mit einem andruckjustierbarem Heizdeckel. Durch den Deckelanpressdruck weiten sich die weichen Noppen auf der Unterseite der Matte und verschließen so perfekt jedes Well. Keine Zugabe von Mineralöl nötig. Nach Gebrauch wird die Matte autoklaviert oder mit Natriumhypochlorid oberflächensterilisiert. Bis zu 50 x wieder verwendbar.