

Spitzen, 100 µl

für z. B. Caliper/Zymark Rapid Plate, Presto
SciClone und Allegro



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 750040 | Biozym

28,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Allegro, Presto, Rapid Plate, SciClone, Zephyr

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Caliper / Zymark

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Volumen: 100 µl