

Recombinant Human CXCL11 (ITAC) (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B574908 | BioLegend | Herstellernummer: 574908

1.641,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: BA
Format: RECOM
Verpackung: 500 µg

Recombinant Human CXCL11 (ITAC) (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: Interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant (ITAC), Small inducible cytokine, subfamily B, member 9B (SCYB9B), Small inducible cytokine, subfamily B, member 11 (SCYB11)

Size: 500 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7718>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>