

Recombinant Mouse IL-2 (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B575408 | **BioLegend** | Herstellernummer: 575408

879,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 500 µg

Recombinant Mouse IL-2 (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: Interleukin-2, T cell growth factor (TCGF), Eosinophil differentiation factor (EDF), Killer cell helper factor (KHF), Macrophage-activating factor for cytotoxicity I (MAF-C I), Thymocyte differentiation factor (TDF)

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4526>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>