

Spitzen, 200 µl, farblos
für z. B. Caliper/Zymark Rapid Plate, Presto
SciClone und Allegro



10 Massiv-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 750055 | Biozym

60,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Allegro, Presto, Rapid Plate, SciClone, Zephyr

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Caliper / Zymark

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Massiv-Racks à 96 Stück

Volumen: 200 µl



Roboter-Spitzen für Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK