

Spitzen, 200 µl, steril
für z. B. Caliper/Zymark Rapid Plate, Presto
SciClone und Allegro



10 Massiv-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 750058 | Biozym

66,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Allegro, Presto, Rapid Plate, SciClone, Zephyr

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Caliper / Zymark

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Massiv-Racks à 96 Stück

Volumen: 200 µl