

Filter-Spitzen, 150 µl, steril
für z. B. Caliper/Zymark Rapid Plate, Presto
SciClone und Allegro



10 Massiv-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 750458 | Biozym

122,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Filter: ja

Geblistert: nein

Gerät: Allegro, Presto, Rapid Plate, SciClone, Zephyr

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Caliper / Zymark

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Massiv-Racks à 96 Stück

Volumen: 150 µl



Filterspitzen für Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK.