

Recombinant Mouse IL-33 (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B580506 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 580506

751,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: BA
Format: RECOM
Verpackung: 100 µg

Recombinant Mouse IL-33 (carrier-free)

Clone:
Isotype:
Other_Names: Il-1f11, Nuclear factor from high endothelial venules (NF-HEV)
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: RECOM
App_Abbrev: BA
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5842>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>