

PE anti-human CD229 (Ly-9)

Mouse IgG1, kappa
HLy-9.1.25

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B326107 | **BioLegend** | Herstellernummer: 326107

81,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HLy-9.1.25

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD229 (Ly-9)

Clone: HLy-9.1.25

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Ly9, Ly-9, SLAMF3

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3989>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>