

PE anti-human CD229 (Ly-9)

Mouse IgG1, kappa
HLy-9.1.25

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B326108 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 326108

234,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: HLy-9.1.25
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD229 (Ly-9)

Clone: HLy-9.1.25
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Ly9, Ly-9, SLAMF3
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3989>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>