

PE anti-human CD85g (ILT7)

Mouse IgG1, kappa
17G10.2

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B326408 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 326408

254,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 17G10.2

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD85g (ILT7)

Clone: 17G10.2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CD85g, immunoglobulin-like transcript 7, LILRA4

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4038>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>